

## 木治デンタルラボトリー 様

所在地 〒518-0115 三重県伊賀市比土 3213-1  
設立 1984 年 4 月  
従業員数 2 人  
導入 2024 年 1 月 DORA Plus / WAXY Plus

## 旧型機 DORA / WAXY への感謝と共に

## 機器リニューアルの経緯とワケ


弊社では歯科用 CAD/CAM システムを 2004 年に Decsy、2013 年に DORA / WAXY を導入しています。導入の経緯については、前回の導入事例をご一読ください。

最新機の DORA Plus / WAXY Plus に入れ替えた経緯は、DORA / WAXY 購入から 10 年が経過し、機器の故障時の修理に対応できない可能性も有り得るの思いからです。

## 最新機にリニューアルして効率化

DORA / WAXY の使用と同じく、ワックス技工、CAD/CAM 冠の製作にフル活用しています。

DORA Plus は計測スピードが格段にあがり、効率化に寄与しています。また、計測ソフトウェアは最新版になって分かり易くなり、クリック数が減るように改善されてます。



WAXY Plus はブロックの取付数が 8 個と旧型より 2 個増えたことで、取り付け回数が減り、その分、機械が連続して加工できる時間が増え効率化が図れます。

最新機にしたことで、計測も加工もスピードも上がっており、仕上げまでにかかる時間を大きく短縮できました。

使い勝手は旧型から引き継いだ簡便な操作と同じで、迷わず使用できることも大きなメリットです。それでも使用方法で迷ったときは、サポート体制がしっかりしてくれているデジタルプロセス社(以下 DIPRO)に問い合わせして、解決してくれるのも心強いです。

以前、パソコンは計測・設計用と、加工用に 2 台必要でし



たが、最新機ではパソコン 1 台に統合されていることで設計データの移動する手間がなくなりました。また、設置場所に余裕ができ、増設した設計用 PC も配置が簡単になるというメリットもありました。

## 今後のデジタル技工への期待

AI 技術が世に出だし、歯科技工にも適用される時代となってきたようです。あらゆる補綴物への理想的完全自動設計に向けて、今後の DIPRO の開発に期待したいと思います。

## まとめ

最新機 DORA Plus / WAXY Plus に入れ替えしたことで、心機一転、技工作業に邁進したいと思います。また、更なるバージョンアップも楽しみにしています。

代表 木治 加津弥 様 ご執筆